

INNOVATIVE
Medical Solutions
Specialists in Medical Electronics

Reusable NIBP Cuffs

1 July 2015

Phone: 1300 884 612
Fax: 1300 884 613
Email: sales@innovativemedical.com.au



① Reusable NIBP Cuff

重复用血压袖套

Specification 产品描述

- Reusable for multiple patient use
- Gentle nylon and TPU materials cuff with 50cm tube
- Large selection of 9 types cuffs matching the different sizes patients, coded by tubing colors
- Variety of connectors to fit all major brands monitoring systems
- Convenient to use and easy to clean
- Latex free
- 可多病人重复使用
- 复合尼龙, TPU材质, 50厘米气管
- 9种尺寸满足不同病患者需求, 气管颜色表明袖套尺寸大小
- 配合不同型号接头可使袖套适用于各种不同监护仪系列
- 使用方便, 易于清洗
- 不含乳胶

1.1 Reusable NIBP Bladderless Cuff

重复用无囊血压袖套



1.1a NIBP Cuff without connector
无接头血压袖套

Patient Size 适用病人	Limb Circumference 臂周长	REF# (Single tube) 型号 (单管)	REF # (Double tube) 型号 (双管)	Tubing Color 气管颜色	Package 包装	Unit Price 单价
Large adult long 大成人加长	35.5-46cm	U1889NS	U1889ND		1 pcs	B4
Large adult 大成人	35.5-46cm	U1869NS	U1869ND		1 pcs	B3
Adult long 成人加长	27.5-36.5cm	U1886NS	U1886ND		1 pcs	B1
Adult 成人	27.5-36.5cm	U1880NS	U1880ND		1 pcs	A8
Small adult 小成人	20.5-28.5cm	U1885NS	U1885ND		1 pcs	A8
Pediatric 儿童	13.8-21.5cm	U1881NS	U1881ND		1 pcs	A8
Infant 婴儿	9-14.8cm	U1882NS	U1882ND		1 pcs	A8
Neonate 新生儿	5.8-10.8cm	U1883NS	U1883ND		1 pcs	A8
Thigh 大腿	45-56cm	U1884NS	U1884ND		1 pcs	B5
Package 组合1: Adult 成人 × 2 Small adult 小成人 × 1 Adult long 成人加长 × 1 Large adult 大成人 × 1 Large adult long 大成人加长 × 1		U1801NS-06 U1880NS × 2 U1885NS × 1 U1886NS × 1 U1869NS × 1 U1889NS × 1	U1801ND-06 U1880ND × 2 U1885ND × 1 U1886ND × 1 U1869ND × 1 U1889ND × 1	Variety组合	6 pcs	C5
Package 组合2: Adult 成人 × 1 Small adult 小成人 × 1 Pediatric 儿童 × 1 Adult long 成人加长 × 1 Large adult 大成人 × 1 Thigh 大腿 × 1		U1802NS-06 U1880NS × 1 U1885NS × 1 U1881NS × 1 U1886NS × 1 U1869NS × 1 U1884NS × 1	U1802ND-06 U1880ND × 1 U1885ND × 1 U1881ND × 1 U1886ND × 1 U1869ND × 1 U1884ND × 1	Variety组合	6 pcs	C7

1.1b Single-tube Cuff with Connector

带接头单管血压袖套

Patient Size 适用病人	Limb Circumference 臂周长	REF# 型号	Cuff end Connector 连接端	Tubing Color 气管颜色	Package 包装	Unit Price 单价
Large adult long 大成人加长	35.5-46cm	U1889NS-C12	For Philips(HP) Siemens Drager Datascope Spacelabs		1 pcs	B4
Large adult 大成人	35.5-46cm	U1869NS-C12		1 pcs	B4	
Adult long 成人加长	27.5-36.5cm	U1886NS-C12		1 pcs	B2	
Adult 成人	27.5-36.5cm	U1880NS-C12		1 pcs	B1	
Small adult 小成人	20.5-28.5cm	U1885NS-C12		1 pcs	B1	
Pediatric 儿童	13.8-21.5cm	U1881NS-C12		1 pcs	B1	
Infant 婴儿	9-14.8cm	U1882NS-C12		1 pcs	B1	
Neonate 新生儿	5.8-10.8cm	U1883NS-C12		1 pcs	B1	
Thigh 大腿	45-56cm	U1884NS-C12		1 pcs	B5	
Large adult long 大成人加长	35.5-46cm	U1889NS-C03		For Colin Spacelabs Datascope		1 pcs
Large adult 大成人	35.5-46cm	U1869NS-C03	1 pcs		B4	
Adult long 成人加长	27.5-36.5cm	U1886NS-C03	1 pcs		B2	
Adult 成人	27.5-36.5cm	U1880NS-C03	1 pcs		B1	
Small adult 小成人	20.5-28.5cm	U1885NS-C03	1 pcs		B1	
Pediatric 儿童	13.8-21.5cm	U1881NS-C03	1 pcs		B1	
Infant 婴儿	9-14.8cm	U1882NS-C03	1 pcs		B1	
Neonate 新生儿	5.8-10.8cm	U1883NS-C03	1 pcs		B1	
Thigh 大腿	45-56cm	U1884NS-C03	1 pcs		B5	
Large adult long 大成人加长	35.5-46cm	U1889NS-C18	For Protocol			1 pcs
Large adult 大成人	35.5-46cm	U1869NS-C18		1 pcs	B4	
Adult long 成人加长	27.5-36.5cm	U1886NS-C18		1 pcs	B2	
Adult 成人	27.5-36.5cm	U1880NS-C18		1 pcs	B1	
Small adult 小成人	20.5-28.5cm	U1885NS-C18		1 pcs	B1	
Pediatric 儿童	13.8-21.5cm	U1881NS-C18		1 pcs	B1	
Infant 婴儿	9-14.8cm	U1882NS-C18		1 pcs	B1	
Neonate 新生儿	5.8-10.8cm	U1883NS-C18		1 pcs	B1	
Thigh 大腿	45-56cm	U1884NS-C18		1 pcs	B5	
Package 组合1: Adult 成人 × 2 Small adult 小成人 × 1 Adult long 成人加长 × 1 Large adult 大成人 × 1 Large adult long 大成人加长 × 1		U1801NS-C12-06			Variety组合	6 pcs
		U1801NS-C03-06		Variety组合	6 pcs	C5
		U1801NS-C18-06		Variety组合	6 pcs	C5
Package 组合2: Adult 成人 × 1 Small adult 小成人 × 1 Pediatric 儿童 × 1 Adult long 成人加长 × 1 Large adult 大成人 × 1 Thigh 大腿 × 1		U1802NS-C12-06		Variety组合	6 pcs	C6
		U1802NS-C03-06		Variety组合	6 pcs	C6
		U1802NS-C18-06		Variety组合	6 pcs	C6

1.1c Double tube Cuff with connector

带接头双管血压袖套

Patient Size 适用病人	Limb Circumference 臂周长	REF# 型号	Cuff end Connector 连接端	Tubing Color 气管颜色	Package 包装	Unit Price 单价
Large adult long 大成人加长	35.5-46cm	U1889ND-C0808	For GE Corometrics DINAMAP MDE		1 pcs	B4
Large adult 大成人	35.5-46cm	U1869ND-C0808		1 pcs	B4	
Adult long 成人加长	27.5-36.5cm	U1886ND-C0808		1 pcs	B2	
Adult 成人	27.5-36.5cm	U1880ND-C0808		1 pcs	B1	
Small adult 小成人	20.5-28.5cm	U1885ND-C0808		1 pcs	B1	
Pediatric 儿童	13.8-21.5cm	U1881ND-C0808		1 pcs	B1	
Infant 婴儿	9-14.8cm	U1882ND-C0808		1 pcs	B1	
Neonate 新生儿	5.8-10.8cm	U1883ND-C0808		1 pcs	B1	
Thigh 大腿	45-56cm	U1884ND-C0808		1 pcs	B5	
Large adult long 大成人加长	35.5-46cm	U1889ND-C1818		For GE Eagle Dash, Tram, Solar, MAC-LAB system		1 pcs
Large adult 大成人	35.5-46cm	U1869ND-C1818	1 pcs		B4	
Adult long 成人加长	27.5-36.5cm	U1886ND-C1818	1 pcs		B2	
Adult 成人	27.5-36.5cm	U1880ND-C1818	1 pcs		B1	
Small adult 小成人	20.5-28.5cm	U1885ND-C1818	1 pcs		B1	
Pediatric 儿童	13.8-21.5cm	U1881ND-C1818	1 pcs		B1	
Infant 婴儿	9-14.8cm	U1882ND-C1818	1 pcs		B1	
Neonate 新生儿	5.8-10.8cm	U1883ND-C1818	1 pcs		B1	
Thigh 大腿	45-56cm	U1884ND-C1818	1 pcs		B5	
Large adult long 大成人加长	35.5-46cm	U1889ND-C1718	For Datex Ohmeda			1 pcs
Large adult 大成人	35.5-46cm	U1869ND-C1718		1 pcs	B4	
Adult long 成人加长	27.5-36.5cm	U1886ND-C1718		1 pcs	B2	
Adult 成人	27.5-36.5cm	U1880ND-C1718		1 pcs	B1	
Small adult 小成人	20.5-28.5cm	U1885ND-C1718		1 pcs	B1	
Pediatric 儿童	13.8-21.5cm	U1881ND-C1718		1 pcs	B1	
Infant 婴儿	9-14.8cm	U1882ND-C1718		1 pcs	B1	
Neonate 新生儿	5.8-10.8cm	U1883ND-C1718		1 pcs	B1	
Thigh 大腿	45-56cm	U1884ND-C1718		1 pcs	B5	
Package 组合1: Adult 成人 × 2 Small adult 小成人 × 1 Adult long 成人加长 × 1 Large adult 大成人 × 1 Large adult long 大成人加长 × 1		U1801ND-C0808-06			Variety组合	6 pcs
		U1801ND-C1818-06		Variety组合	6 pcs	C5
		U1801ND-C1718-06		Variety组合	6 pcs	C5
Package 组合2: Adult 成人 × 1 Small adult 小成人 × 1 Pediatric 儿童 × 1 Adult long 成人加长 × 1 Large adult 大成人 × 1 Thigh 大腿 × 1		U1802ND-C0808-06		Variety组合	6 pcs	C6
		U1802ND-C1818-06		Variety组合	6 pcs	C6
		U1802ND-C1718-06		Variety组合	6 pcs	C6

1.2 Reusable NIBP Cuff with inflation bag 重复用有囊血压袖套












1.2a NIBP Cuff without connector
无接头血压袖套

Patient Size 适用病人	Limb Circumference 臂周长	REF# (Single tube) 型号 (单管)	REF # (Double tube) 型号 (双管)	Tubing Color 气管颜色	Package 包装	Unit Price 单价
Large adult long 大成人加长	33-47cm	U1889S	U1889D	Purple	1 pcs	B4
Large adult 大成人	33-47cm	U1869S	U1869D		1 pcs	B3
Adult long 成人加长	25-35cm	U1886S	U1886D	Green	1 pcs	B1
Adult 成人	25-35cm	U1880S	U1880D		1 pcs	A8
Small adult 小成人	20-28cm	U1885S	U1885D	Blue	1 pcs	A8
Pediatric 儿童	18-26cm	U1881S	U1881D		1 pcs	A8
Infant 婴儿	10-19cm	U1882S	U1882D	Red	1 pcs	A8
Neonate 新生儿	6-11cm	U1883S	U1883D		1 pcs	A8
Thigh 大腿	46-66cm	U1884S	U1884D	Brown	1 pcs	B5
Package 组合1: Adult 成人 × 2 small adult 小成人 × 1 Adult long 成人加长 × 1 Large adult 大成人 × 1 large adult long 大成人加长 × 1		U1801S-06 U1880S × 2 U1885S × 1 U1886S × 1 U1869S × 1 U1889S × 1	U1801D-06 U1880D × 2 U1885D × 1 U1886D × 1 U1869D × 1 U1889D × 1	Variety组合	6 pcs	C5
Package 组合2: Adult 成人 × 1 small adult 小成人 × 1 Child 儿童 × 1 Adult long 成人加长 × 1 Large adult 大成人 × 1 Thigh 大腿 × 1		U1802S-06 U1880S × 1 U1885S × 1 U1881S × 1 U1886S × 1 U1869S × 1 U1884S × 1	U1802D-06 U1880D × 1 U1885D × 1 U1881D × 1 U1886D × 1 U1869D × 1 U1884D × 1	Variety组合	6 pcs	C7

1.2b Single tube Cuff with connector 带接头单管血压袖套

Patient Size 适用病人	Limb Circumference 臂周长	REF# 型号	Cuff end Connector 连接端	Tubing Color 气管颜色	Package 包装	Unit Price 单价
Large adult long 大成人加长	33-47cm	U1889S-C12	For Philips(HP) Siemens/Drager Datascope Spacelabs	Purple	1 pcs	B4
Large adult 大成人	33-47cm	U1869S-C12			1 pcs	B4
Adult long 成人加长	25-35cm	U1886S-C12			1 pcs	B2
Adult 成人	25-35cm	U1880S-C12			1 pcs	B1
Small adult 小成人	20-28cm	U1885S-C12			1 pcs	B1
Pediatric 儿童	18-26cm	U1881S-C12			1 pcs	B1
Infant 婴儿	10-19cm	U1882S-C12			1 pcs	B1
Neonate 新生儿	6-11cm	U1883S-C12			1 pcs	B1
Thigh 大腿	46-66cm	U1884S-C12			1 pcs	B5
Large adult long 大成人加长	33-47cm	U1889S-C03			For Colin Spacelabs Datascope	Purple
Large adult 大成人	33-47cm	U1869S-C03	1 pcs	B4		
Adult long 成人加长	25-35cm	U1886S-C03	1 pcs	B2		
Adult 成人	25-35cm	U1880S-C03	1 pcs	B1		
Small adult 小成人	20-28cm	U1885S-C03	1 pcs	B1		
Pediatric 儿童	18-26cm	U1881S-C03	1 pcs	B1		
Infant 婴儿	10-19cm	U1882S-C03	1 pcs	B1		
Neonate 新生儿	6-11cm	U1883S-C03	1 pcs	B1		
Thigh 大腿	46-66cm	U1884S-C03	1 pcs	B5		
Large adult long 大成人加长	33-47cm	U1889S-C18	For Protocol	Purple		
Large adult 大成人	33-47cm	U1869S-C18			1 pcs	B4
Adult long 成人加长	25-35cm	U1886S-C18			1 pcs	B2
Adult 成人	25-35cm	U1880S-C18			1 pcs	B1
Small adult 小成人	20-28cm	U1885S-C18			1 pcs	B1
Pediatric 儿童	18-26cm	U1881S-C18			1 pcs	B1
Infant 婴儿	10-19cm	U1882S-C18			1 pcs	B1
Neonate 新生儿	6-11cm	U1883S-C18			1 pcs	B1
Thigh 大腿	46-66cm	U1884S-C18			1 pcs	B5
Package 组合1: Adult 成人 × 2 Small adult 小成人 × 1 Adult long 成人加长 × 1 Large adult 大成人 × 1 Large adult long 大成人加长 × 1		U1801S-C12-06			Variety组合	Variety组合
		U1801S-C03-06	6 pcs	C5		
		U1801S-C18-06	6 pcs	C5		
Package 组合2: Adult 成人 × 1 Small adult 小成人 × 1 Pediatric 儿童 × 1 Adult long 成人加长 × 1 Large adult 大成人 × 1 Thigh 大腿 × 1		U1802S-C12-06	Variety组合	Variety组合	6 pcs	C6
		U1802S-C03-06			6 pcs	C6
		U1802S-C18-06			6 pcs	C6

1.2c Double tube Cuff with particular connector
带接头双管血压袖套

Patient Size 适用病人	Limb Circumference 臂周长	REF# 型号	Cuff end Connector 连接端	Tubing Color 气管颜色	Package 包装	Unit Price 单价		
Large adult long 大成人加长	33-47cm	U1889D-C0808	For GE Corometrics DINAMAP MDE 		1 pcs	B4		
Large adult 大成人	33-47cm	U1869D-C0808				1 pcs	B4	
Adult long 成人加长	25-35cm	U1886D-C0808				1 pcs	B2	
Adult 成人	25-35cm	U1880D-C0808				1 pcs	B1	
Small adult 小成人	20-28cm	U1885D-C0808				1 pcs	B1	
Pediatric 儿童	18-26cm	U1881D-C0808				1 pcs	B1	
Infant 婴儿	10-19cm	U1882D-C0808				1 pcs	B1	
Neonate 新生儿	6-11cm	U1883D-C0808				1 pcs	B1	
Thigh 大腿	46-66cm	U1884D-C0808				1 pcs	B5	
Large adult long 大成人加长	33-47cm	U1889D-C1818		For GE Eagle, Dash, Tram. Solar, MAC-LAB system 		1 pcs	B4	
Large adult 大成人	33-47cm	U1869D-C1818					1 pcs	B4
Adult long 成人加长	25-35cm	U1886D-C1818					1 pcs	B2
Adult 成人	25-35cm	U1880D-C1818					1 pcs	B1
Small adult 小成人	20-28cm	U1885D-C1818				1 pcs	B1	
Pediatric 儿童	18-26cm	U1881D-C1818				1 pcs	B1	
Infant 婴儿	10-19cm	U1882D-C1818				1 pcs	B1	
Neonate 新生儿	6-11cm	U1883D-C1818				1 pcs	B1	
Thigh 大腿	46-66cm	U1884D-C1818				1 pcs	B5	
Large adult long 大成人加长	33-47cm	U1889D-C1718	For Datex Ohmeda 			1 pcs	B4	
Large adult 大成人	33-47cm	U1869D-C1718					1 pcs	B4
Adult long 成人加长	25-35cm	U1886D-C1718					1 pcs	B2
Adult 成人	25-35cm	U1880D-C1718					1 pcs	B1
Small adult 小成人	20-28cm	U1885D-C1718				1 pcs	B1	
Pediatric 儿童	18-26cm	U1881D-C1718				1 pcs	B1	
Infant 婴儿	10-19cm	U1882D-C1718				1 pcs	B1	
Neonate 新生儿	6-11cm	U1883D-C1718				1 pcs	B1	
Thigh 大腿	46-66cm	U1884D-C1718				1 pcs	B5	
Package 组合1: Adult 成人 × 2 Small adult 小成人 × 1 Adult long 成人加长 × 1 Large adult 大成人 × 1 Large adult long 大成人加长 × 1		U1801D-C0808-06			Variety组合	6 pcs	C5	
		U1801D-C1818-06			Variety组合	6 pcs	C5	
		U1801D-C1718-06			Variety组合	6 pcs	C5	
Package 组合2: Adult 成人 × 1 Small adult 小成人 × 1 Pediatric 儿童 × 1 Adult long 成人加长 × 1 Large adult 大成人 × 1 Thigh 大腿 × 1		U1802D-C0808-06			Variety组合	6 pcs	C6	
		U1802D-C1818-06		Variety组合	6 pcs	C6		
		U1802D-C1718-06		Variety组合	6 pcs	C6		



② Disposable NIBP Cuff 一次性无创血压袖套

Specification 产品描述

- Non-woven or TPU material for maximum patient comfort
- Single & double tube cuff with 50 cm length hose (Neonate cuff with 20cm hose)
- Cuffs with particular connectors to fit major brands monitoring systems
- Large selection of 13 sizes cuffs matching the different sizes patients
- Printings in particular color indicate the cuff sizes.
- Latex free
- 舒适的无纺布或TPU材料供选择
- 单/双管血压袖套带50cm长血压气管（除新生儿20cm外）
- 特定的袖套接头适用不同品牌的监护仪系列
- 13种尺寸大小满足不同大小病患者使用需求
- 特定的颜色表明袖套的尺寸大小
- 不含乳胶