



INNOVATIVE
Medical Solutions
Specialists in Medical Electronics

NIBP Connectors and Tubing

1 July 2015

Phone: 1300 884 612

Fax: 1300 884 613


Email: sales@innovativemedical.com.au



4.1 Universal Y Adapter Y型接头



4.1a 1-tube air hose to 2-tube BP cuff, 10pcs/pack
单管转双管袖套Y型接头, 10个/包




④ NIBP Connectors & tubing 无创血压接头与血压管



REF#型号	BP3T-Y	BP3T-1718	BP3T-1717	BP3T-0909	BP3T-2T2T	BP3T-2020
Image图片						
Price单价	B7	C6	C6	D1	C2	D1
REF#型号	BP12-3T	BP12-1718	BP12-1717	BP12-0909	BP12-2T2T	BP12-2020
Image图片						
Price单价	C2	C8	C8	D3	C6	D3
REF#型号	BP18-3T	BP18-1718	BP18-1717	BP18-0909	BP18-2T2T	BP18-2020
Image图片						
Price单价	C2	C8	C8	D3	C6	D3
REF#型号	BP04-3T	BP04-1718	BP04-1717	BP04-0909	BP04-2T2T	BP04-2020
Image图片						
Price单价	C8	D3	D3	D4	D1	D4
REF#型号	BP08-3T	BP08-1718	BP08-1717	BP08-0909	BP08-2T2T	BP08-2020
Image图片						
Price单价	C2	C8	C8	D3	C6	D3
REF#型号	BP2T-3T	BP2T-1718	BP2T-1717	BP2T-0909	BP2T-2T2T	BP2T-2020
Image图片						
Price单价	C2	C8	C8	D3	C6	D3
REF#型号	BP21-3T	BP21-1718	BP21-1717	BP21-0909	BP21-2T2T	BP21-2020
Image图片						
Price单价	C2	C8	C8	D3	C6	D3

4.1b 2-tube air hose to 1-tube BP cuff, 10 pcs/pack
 双管转单管Y型接头, 10个/包



REF#型号	BP3T-Y	BP15-3T	BP04-3T	BP18-3T	BP2T-3T	BP20-3T
Image图片						
Price单价	B7	D1	C8	C2	C2	C6
REF#型号	BP3T-1718	BP15-1718	BP04-1718	BP18-1718	BP2T-1718	BP20-1718
Image图片						
Price单价	C6	D4	D3	C8	C8	D1
REF#型号	BP3T-1818	BP15-1818	BP04-1818	BP18-1818	BP2T-1818	BP20-1818
Image图片						
Price单价	C6	D4	D3	C8	C8	D1
REF#型号	BP3T-0808	BP15-0808	BP04-0808	P18-0808	BP2T-0808	BP20-0808
Image图片						
Price单价	C2	D3	D1	C6	C6	C8
REF#型号	BP3T-1212	BP15-1212	BP04-1212	BP18-1212	BP2T-1212	BP20-1212
Image图片						
Price单价	C6	D4	D3	C8	C8	D1
REF#型号	BP3T-0505	BP15-0505	BP04-0505	BP18-0505	BP2T-0505	BP20-0505
Image图片						
Price单价	D1	D4	D3	D3	D3	D3





4.2 Connectors for Cuffs and Hoses 袖套及连接管接头



Unit: Per pcs

REF#型号	BP03	BP04	BP05	BP06	BP07	BP08
Fig. 图片						
Match	(BP04)>>BP06	(BP03)>>BP07	>>BP20	(BP07)>>BP03	(BP06)>>BP04	>>BP09
Comp 兼容性	Mennen (Old) Schiller Bruker/Odam Spacelabs(Old)	Same as left	CAS, Drager Kontron(Amphora) Physio control(Old) Schiller Bruker/Odam	BCI Monitor (Old) Datascope(Old)	Same as left	Weich Allyn, GE Critikon(2) Invivo(2), Kontron(2) Mennen(2) Nihon Kohden(2)
Price单价	A1	A5	A3	A1	A5	A1
REF#型号	BP09	BP12	BP12-P	BP15	BP17	BP18
Fig. 图片						
Match	>>BP08	(BP12-P)>>BP15	(BP12)>>BP15	>>BP12	>>BP18	>>BP17
Comp 兼容性	GE-Critikon Invivo, Kontron, Nihon Kohden	Criticare, Datascope Drager/Siemens Physio control Mindray, Philips/HP Spacelabs, Nellcor	Same as BP12	Schiller Air hose connector	Nihon Kohden Datex(2)	Zoll Series M Datex(2) Marquette(2)
Price单价	A3	A2	A1	A6	A2	A2
REF#型号	BP20	BP21	BP2T-M	BP34(BP31)	BP35(BP32)	
Fig. 图片						
Match	>>BP05	>>BS21	Two end thread	>BP35	Monitor plug	
Comp 兼容性	Regularly as the connector of air hose for neonate disposable BP cuffs	Pace Tech	General purpose	Colin Gambro Tyco(NPB 5500)	>>BP31	
Price单价	A3	A2	A2	A5	A5	

4.3 Air Tubing 血压管

Figures图片	REF# 型号	Application 用途	Inner Diameter 内径	Color 颜色	Price / m 价格 / 米
	Y02-H003	Adult/Pediatric single tube 成人/儿童单管	ø3.50mm	Light gray 浅灰色	A3
	Y02-H001	Adult/Pediatric double tube 成人/儿童双管	ø3.50mm	Light gray 浅灰色	A4
	Y02-H004	Neonate/ Infant single tube 新生儿/婴儿单管	ø2.70mm	Light blue 浅蓝色	A4
	Y02-H002	Neonate/ Infant double tube 新生儿/婴儿双管	ø2.70mm	Light blue 浅蓝色	A6



5 Manual Inflation System 手动充气装置



5.1 Reusable Cuff with Inflation System (2-tube reusable cuff, with bulb&valve)

见图A 充气装置带重复用血压袖套 (双管重复用袖套, 带充气球和阀门)

Patient Size 适用病人	Limb Circumference 臂周长	REF# 型号	Package 包装	Package Price 包装价格
Large adult long 大成人加长	33-47cm	U1889ND-B01	5 pcs/box	D3
Large adult 大成人	33-47cm	U1869ND-B01	5 pcs/box	D2
Adult long 成人加长	25-35cm	U1886ND-B01	5 pcs/box	D1
Adult 成人	25-35cm	U1880ND-B01	5 pcs/box	C8
Small adult 小成人	20-28cm	U1885ND-B01	5 pcs/box	C8
Pediatric 儿童	18-26cm	U1881ND-B01	5 pcs/box	C8

5.2 Disposable cuff with Inflation System (2-tube disposable cuff, with bulb&valve)

见图B 充气装置带一次性血压袖套 (双管一次性血压袖套, 带充气球和阀门)

Patient Size 适用病人	Limb Circumference 臂周长	REF# 型号	Package 包装	Package Price 包装价格
Large adult long 大成人加长	33-47cm	U1710D-B02	5 pcs/box	C8
Large adult 大成人	33-47cm	U1720D-B02	5 pcs/box	C7
Adult long 成人加长	25-35cm	U1730D-B02	5 pcs/box	C6
Adult 成人	25-35cm	U1740D-B02	5 pcs/box	C4
Small adult 小成人	20-28cm	U1750D-B02	5 pcs/box	C4
Pediatric 儿童	18-26cm	U1760D-B02	5 pcs/box	C4

⑥ Wall Manometer Accessories

挂壁式血压计附件



6.1 Inflation system with reusable cuff

(Coiled tubing, Adapter with screw connectors, bulb & Valve, and 2-tube reusable cuff)

带重复用血压袖套充气装置

(弹簧管, 带螺纹接头及充气球&阀门, 重复用双管血压袖套)

Patient Size 适用病人	Limb Circumference 臂周长	REF# 型号	Package 包装	Package Price 包装价格	
Adult 成人	25-35cm (with Clip,带环)	U1880HD-CT-B01	5 pcs/box	D4	见图A
Large adult long 大成人加长	35.5-46cm	U1889ND-CT-B01	5 pcs/box	D5	
Large adult 大成人	35.5-46cm	U1869ND-CT-B01	5 pcs/box	D5	见图B
Adult long 成人加长	27.5-36.5cm	U1886ND-CT-B01	5 pcs/box	D4	
Adult 成人	27.5-36.5cm	U1880ND-CT-B01	5 pcs/box	D4	
Small adult 小成人	20.5-28.5cm	U1885ND-CT-B01	5 pcs/box	D4	
Pediatric 儿童	13.8-21.5cm	U1881ND-CT-B01	5 pcs/box	D4	

6.2 Inflation system without cuff

(Coiled tubing, w or w/o connectors and bulb & Valve)

不带袖套的充气装置

(弹簧管, 带或不带接头及充气球&阀门)



Used with 2-tube Cuff w/o Conn. 用于不带接头的双管袖套	Used with 2-tube Cuff W/BP09 Conn. 用于带BP09接头的双管袖套	Used with 1-tube Cuff w/o Conn. 用于不带接头的单管袖套	Used with 2-tube Cuff W/BP15 Conn. 用于带BP15接头的双管袖套	Package 包装	Package Price 包装价格
REF# SP/S-CD-B01	REF# SP/S-C0909-B01	REF# SP/S-CS-B01	REF# SP/S-C15-B01	10 pcs/box	D5

6.3 Parts

部件

Figures 图片	REF# 型号	Description 产品描述	Package 包装	Package Price 包装价格
	U1880HS U1880HD	Reusable adult (25-35cm) 1 or 2-tube BP cuff with clip 带环单或双管成人重复用袖套, 臂周长 (25-35厘米)	1 pcs/box	B6
	Y02-H005	Coiled black single tube, 3.8m, 4.00mm 黑色弹簧单管, 3.8米, 内径4毫米	1 pcs/box	A7
	Y15-S001	Pocket Aneroid gauge, Reusable, gray 掌上无液压力表, 可重复使用, 灰色	1 pcs/box	A7
	Y14-L001	Bulb & Valve, reusable, black 充气球&阀门, 可重复使用, 黑色	5 pcs/box	B4

7 Tourniquet

止血带

Specification

产品描述

- Strong gentle nylon materials for thousands circles of inflation and deflation.
- Reusable for multiple patient use
- Convenient and easy to clean
- Come with 50cm PVC tube
- Latex free
- 复合尼龙材料可经受数千次循环充气
- 可多病人重复使用
- 方便且容易清洗
- 带50cm PVC气管
- 不含乳胶



Size Type 尺寸类型		Cuff Sizes(mm) 尺寸 (mm)	REF # (1-tube) 型号 (单管)	REF # (2-tube) 型号 (双管)	Package 包装	Package Price 包装价格
Small	小号	50X400	T1880S	T1880D	1 pcs	A8
Medium	中号	70X500	T1881S	T1881D	1 pcs	B1
Large	大号	80X800	T1882S	T1882D	1 pcs	B2
Variety(each of the above item) 组合 (含以上型号各1个)		See above 见以上尺寸	T1801S-03	T1801D-03	3 pcs	B8

Original Brands Medical Devices

代理/经销产品

Pronk Technologies (USA) — Patient Multi-Parameter Simulator 病人多参数模拟器系列



Oximetry Simulator
血氧模拟器



Multi-Parameter Simulator
多参数模拟器



Non-Invasive BP Simulator
无创血压模拟器



Multi-Parameter Simulator set
多参数模拟器套件

Welchallyn 伟伦 (USA)



喉镜



检眼镜/检耳镜



头灯

Pulse Oximeter 脉搏血氧仪



Tuffsat Pulse Oximeter
手掌式脉搏血氧仪
Manufacturer制造商: GE Healthcare



N-65 Oximax Pulse Oximeter
手掌式脉搏血氧仪
Manufacturer制造商: Covidien



N-560 Oximax Pulse Oximeter
台式脉搏血氧仪
Manufacturer制造商: Covidien

Original monitoring accessories 原装监护附件



Philips Medical



GE Healthcare



Covidien



Masimo

Anesthesia & Respiratory Supplies 麻醉呼吸耗材



Anaesthesia & Ventilation Circuit
麻醉呼吸回路



Resuscitator
人工呼吸球



Humidifier
湿化器

Compatible Fetal Transducer(USA) 兼容性胎监传感器



US/TOCO Transducer
胎心/宫缩探头
Compatible with major brands
兼容主要品牌厂家

Medical Oxygen Sensor(Germany) 医用氧电池



Oxygen Sensor & Analyzer
氧电池及氧浓度测试仪
Compatible with major brands
兼容主要品牌厂家

• For detail information of the above devices like specifications, prices and availabilities, please contact Unimed sales representatives.
了解以上产品详情, 请联系尤迈医疗销售代表