

INNOVATIVE
Medical Solutions

Specialists in Medical Electronics

Reusable Temp Probes

1 July 2015

Phone: 1300 884 612

Fax: 1300 884 613

Email: sales@innovativemedical.com.au



1.1 Reusable Temp. Probe 重复用体温探头

Reference Number Rule Description 产品型号说明

TSM2-15AS	
T	Temperature probe 体温探头
SM	Factory/model (See others left) 厂家/型号见左页
2	Dual channel(Default is single channel) 双通道(默认为单通道)
15	1.5m cable length(Default:=3.0m) 长度为1.5米(默认长度为3.0米)
A	Adult(P= Pediatric) 成人(P=儿童)
S	Skin(G=general purpose) 体表(G=通用)



1 Reusable Temp. Probe 重复用体温探头

Compatible with major patient monitor brands 兼容主要品牌

- Air Shielded(AS)
- Datex-Ohmeda(DX)
- Marquette0(MQ)
- Philips(HP)
- Spacelabs(SL)
- Siemens(SM)
- YSI(YSI)

Features 产品特征




- Accurate measurement 精确测量
- Quick response 快速读取数据
- Low noise signal transfer 抗干扰性强
- Fully compatible with OEM technology 完全兼容原厂技术
- 12 month warranty 12个月保修期

Specification 产品规格

Probe type 探头类型	General purpose; Skin 通用、体表
Cable length 电缆长度	3.0m/1.5m;unless requirement applied 3.0米、1.5米(特殊要求除外)
Cable diameter 线材直径	2.60mm(Skin purpose) 4.00mm(General purpose) 2.60毫米(体表探头) 4.00毫米(通用探头)
Resistor type 电阻类别	NTC/YSI400/2.252K@25°C NTC/10K@25°C
Cable Material 线材材质	TPU jacket ,Light gray TUP外皮, 灰色
Connector 接头	Golden plated pins 镀金端子

OEM & Models 原厂品牌 / 机型	Unimed REF# 尤迈型号	OEM REF# OEM型号	Application 应用	Cable length 线长(米)	Monitor end plug 机器端插头	Price code 价格代码
Air Shield						
	TAS-15AS		Adult skin 成人体表	1.5m		C3
	TAS-15PS		Pediatric skin 儿童体表	1.5m		C4
	TAS-15AG		Adult general 成人通用	1.5m		C3
	TAS-15PG		Pediatric general 儿童通用	1.5m		C4
Artema-S&W						
	TSW-AS		Adult skin 成人体表	3.0m		C3
	TSW-PS		Pediatric skin 儿童体表	3.0m		C4
	TSW-AG		Adult general 成人通用	3.0m		C3
	TSW-PG		Pediatric general 儿童通用	3.0m		C4
ATOM						
Infant Warmer: Model V-3200DV-505 Infant Incubator: Model V-2100GV-2200 Transport Incubator:V-707V-808	TAT-15PS		Pediatric skin 儿童体表	1.5m		C4
Biolight						
V6 Vital Sign	TBLT-AS		Adult skin 成人体表	3.0m		C3
AnyView	TBLT-PS		Pediatric skin 儿童体表	3.0m		C4
A2/A3/A5/A6/A8	TBLT-AG		Adult general 成人通用	3.0m		C3
	TBLT-PG		Pediatric general 儿童通用	3.0m		C4
Beijing Julongsanyou						
Vlnfant Radiant Warmer	T20-15PS		Pediatric skin 儿童体表	1.5m		B7
BNT-1000/BNT-2000/BNT-2000B	T20-PS		Pediatric skin 儿童体表	3.0m		B7


OEM & Models 原厂品牌 / 机型	Unimed REF# 尤迈型号	OEM REF# OEM型号	Application 应用	Cable length 线长(米)	Monitor end plug 机器端插头	Price code 价格代码
Beijing Julongsanyou						
Infant Incubator	TBNT-15PS		Pediatric skin 儿童体表	1.5m		D1
B-800/B-1000/B-2000/B-3000	TBNT-PS		Pediatric skin 儿童体表	3.0m		D1
David						
HKN-90/HKN-93/HKN-93A	TDV-15PS		Pediatric skin 儿童体表	1.5m		D1
HKN-93B/HKN-9010/HKN-2000	TDV-PS		Pediatric skin 儿童体表	3.0m		D1
GE Marquette						
Eagle, Tram, Solar, Mac-lab Cath lab	TMQ-AS		Adult skin 成人体表	3.0m		C3
	TMQ-PS		Pediatric skin 儿童体表	3.0m		C4
	TMQ-AG		Adult general 成人通用	3.0m		C3
	TMQ-PG		Pediatric general 儿童通用	3.0m		C4
	TMQ2-AS	Dual temp 双探头	Adult skin(2) 成人体表(2)	3.0m		D1
	TMQ2-AS/AG	Dual temp 双探头	Adult skin & general 成人体表 & 通用	3.0m		D1
Philips						
All	THP-AS	21078A	Adult skin 成人体表	3.0m		C3
	THP-PS		Pediatric skin 儿童体表	3.0m		C4
	THP-AG	21075A,21076A	Adult general 成人通用	3.0m		C3
	THP-PG		Pediatric general 儿童通用	3.0m		C4
Mindray						
T5/T8 DPM 6,DPM 7	TMR-AS	0011-30-37393	Adult skin 成人体表	3.0m		C3
	TMR-PS	0011-30-37395	Pediatric skin 儿童体表	3.0m		C4
	TMR-AG	0011-30-37392	Adult general 成人通用	3.0m		C3
	TMR-PG	0011-30-37394	Pediatric general 儿童通用	3.0m		C4
Datascope Passport V, V12, V21	TDT-AS	040-000057-00	Adult skin 成人体表	3.0m		C4
	TDT-PS	040-000058-00	Pediatric skin 儿童体表	3.0m		C5
	TDT-AG	040-000055-00	Adult general 成人通用	3.0m		C4
	TDT-PG	040-000056-00	Pediatric general 儿童通用	3.0m		C5
Siemens/Drager						
	TSM-15AS	4329822(1.5m)	Adult skin 成人体表	1.5m		C4
	TSM-AS	5204669(3.0M)		3.0m		
	TSM-15PS		Pediatric skin 儿童体表	1.5m		C5
	TSM-PS			3.0m		
	TSM-15AG	4329889(1.5m)	Adult general 成人通用	1.5m		C4
	TSM-AG	5204644(3.0m)		3.0m		
TSM-15PG	4329848(1.5m)	Pediatric general 儿童通用	1.5m	C5		
TSM-PG	5204651(3.0m)		3.0m			
Spacelabs						
	TSL-AS		Adult skin 成人体表	3.0m		C7
	TSL-PS		Pediatric skin 儿童体表	3.0m		C8
	TSL-AG		Adult general 成人通用	3.0m		C7
	TSL-PG		Pediatric general 儿童通用	3.0m		C8
	TSL2-AS		Adult skin(2) 成人体表(2)	3.0m		D3
	TSL2-AS/AG		Adult skin & general 成人体表&通用	3.0m		D3
YSI						
YSI 400 Series	T2252-AS	409B	Adult skin 成人体表	3.0m		B6
	T2252-PS	429	Pediatric skin 儿童体表	3.0m		B7
	T2252-AG	401	Adult general 成人通用	3.0m		B6
	T2252-PG	402	Pediatric general 儿童通用	3.0m		B7
YSI 700 Series	T700-AS	709B	Adult skin 成人体表	3.0m		C3
	T700-PS	729	Pediatric skin 儿童体表	3.0m		C4
	T700-AG	701	Adult general 成人通用	3.0m		C3
	T700-PG	702	Pediatric general 儿童通用	3.0m	C4	

OEM & Models 原厂品牌 / 机型	Unimed REF# 尤迈型号	OEM REF# OEM型号	Application 应用	Cable length 线长(米)	Monitor end plug 机器端插头	Price code 价格代码
10K@25°C						
	T10-AS/T10-09AS		Adult skin 成人体表	3.0m/0.9m		B6/B5
	T10-PS		Pediatric skin 儿童体表	3.0m		B7
	T10-AG		Adult general 成人通用			B6
	T10-PG		Pediatric general 儿童通用	3.0m		B7
Ohmeda						
Ohmeda Incubator: Giraffe/Omnibed	TOH-PS		Neonate skin 新生儿体表	3.0m		C4
Air Temperature						
	T100-GP		For air Temp. measurement 空气温度测试	3.0m		C4

Unimed REF# 尤迈型号	Descriptions & Application 描述及应用	PCS /Per box 片/盒	Price code 价格代码
T004-16	Disposable temperature probe cover Used with reusable skin temp. probe to fixed the probe onto the skin and reflect the ambient light to ensure the accurate measurement. 一次性体温探头贴片 该贴片使用在重复性体温探头上面，将探头端固定在人体表皮从而确保探头读取数据的精确性。	16	A5



The probe cover package not includes the reusable probe. Separated order required.
体温探头贴片不包含重复用体温探头在内。



1.2 Temp. Adapter Cable for reusable probe

重复用体温探头连接电缆

Reference Number Rule Description
产品型号说明

TSM-AD/2	
T	Temperature probe 体温探头
SM	Factory/model (See other on previous page) 厂家/型号见前页
2	Dual channel(Default is single channel) 双通道(默认为单通道)
AD	Adapter, used with reusable YSI probes 转接线, 与YSI重复用探头使用



OEM & Models 原厂品牌 / 机型	Unimed REF# 尤迈型号	Application 应用	Cable length 线长(米)	Monitor end plug 机器端插头	Probe end Connector 探头端插头	Price code 价格代码
Artema-S&W						
	TSW-AD	Used with reusable YSI400 compatible probes 与YSI400系列重复用体温探头连接使用	0.3m			C3
Biolight						
V6 Vital Sign AnyView A2/A3/A5/A6/A8	TBLT-AD	Used with reusable YSI400 compatible probes 与YSI400系列重复用体温探头连接使用	0.3m			C3
GE Marquette						
Eagle, Tram, Solar, Mac-lab Cath lab	TMQ-AD	Used with reusable YSI400 compatible probes 与YSI400系列重复用体温探头连接使用	0.3m			C3
	TMQ400-AD/2 402015-004	Used with reusable YSI400 compatible probes 与YSI400系列重复用体温探头连接使用	0.3m			C4
	TMQ700-AD/2 402015-004	Used with reusable YSI700 compatible probes 与YSI700系列重复用体温探头连接使用	0.3m			C4

OEM & Models 原厂品牌 / 机型	Unimed REF# 尤迈型号	Application 应用	Cable length 线长(米)	Monitor end plug 机器端插头	Probe end Connector 探头端插头	Price code 价格代码
Philips Medical						
All	THP-AD 989803163281	Used with reusable YSI400 compatible probes 与YSI400系列重复用体温探头连接使用	0.3m			C3
Mindray						
T5/T8 DPM 6, DPM 7	TMR-AD	Used with reusable YSI400 compatible probes 与YSI400系列重复用体温探头连接使用	0.3m			C3
Datascope Passport V, V12, V21	TDT-AD	Used with reusable YSI400 compatible probes 与YSI400系列重复用体温探头连接使用	0.3m			C3
Siemens/Drager						
	TSM-AD 5198333	Used with reusable YSI400 compatible probes 与YSI400系列重复用体温探头连接使用	0.3m			C3
Spacelabs						
	TSL-AD	Used with reusable YSI400 compatible probes 与YSI400系列重复用体温探头连接使用	0.3m			C5
90496, 91496	TSL-AD/2 700-0031-00	Used with reusable YSI400 or YSI700 compatible probes 与YSI400或YSI700系列重复用体温探头连接使用	0.3m			D5
90496/91496 306655-002/306644-001	CO-SL-AD 700-0027-00	CO adapter cable 心排量连接电缆	0.3m			D3