

INNOVATIVE
Medical Solutions
Specialists in Medical Electronics

Disposable Temp Probes


1 July 2015

Phone: 1300 884 612
Fax: 1300 884 613
Email: sales@innovativemedical.com.au

2.1 Disposable Skin, Esophageal/Rectal Temp. Probe 一次性体表, 体腔体温传感器

Reference Number Rule Description
产品型号说明

TMQ-DAG-20
T Temperature probe 体温传感器
MQ Factory/model (See left) 厂家/机型 (见左页)
D Disposable Probe 一次性体温探头
A Adult(P= Pediatric) 成人(P=儿童)
G General purpose (S=Skin) 通用(S=体表)
20 20 pcs per box (10=10pcs/box) 20个/盒(10=10个/盒)



OEM Technology 原厂技术	REF# 型号	OEM REF# OEM型号	Application 应用	Cable length 线长	Probe adapter 探头转接头端	Adapter cable 连接线	Package 包装	Price 价格代码
400 series	TMQ-D-20	M1024222	Skin 体表	75cm/90cm		See the next page of adapter cable 见下页连接线	20	D5
	TMQ-DAG-20	M1024229	General 成人/体腔	75cm/90cm				
Airshield	TAS30-D-10		Skin 体表	300cm		No need 不需要连接线	10	D4
	TAS30-DAG-10		General 成人/体腔					
Artema/S&W	TSW30-D-10		Skin 体表	300cm		No need 不需要连接线	10	D4
	TSW30-DAG-10		General 成人/体腔					
Biolight	TBLT30-D-10		Skin 体表	300cm		No need 不需要连接线	10	D4
	TBLT30-DAG-10		General 成人/体腔					
Beijing Jutongshanyou Infant Radiant Warmer BX1-1000(BX1-2000)(BX1-2000)	T2015-D-10		Skin 体表	150cm		No need 不需要连接线	10	D4
	T2030-D-10		Skin 体表	300cm				
Beijing Jutongshanyou Infant Incubator B-400(B-1000)-2000(B-3000)	TBNT15-D-10		Skin 体表	150cm		No need 不需要连接线	10	D4
	TBNT30-D-10		Skin 体表	300cm				
Drager/Siemens	TDG-D-20		Skin 体表	75cm/90cm		NA	20	D5
	TDG-DAG-20		General 成人/体腔	75cm/90cm				
Mindray T5/T8	TMR30-D-10		Skin 体表	300cm		No need 不需要连接线	10	D4
	TMR30-DAG-10		General 成人/体腔					
Mindray - Datascope	TDT30-D-10		Skin 体表	300cm		No need 不需要连接线	10	D4
	TDT30-DAG-10		General 成人/体腔					
Ohmeda, 10K	TOH30-D-10		Skin 体表	300cm		No need 不需要连接线	10	D4
	TOH30-DAG-10		General 成人/体腔					
Philips Medical	THP-D-20	21091A	Skin 体表	75cm/90cm		See the next page of adapter cable 见下页连接线	20	D5
	THP-DAG-20	21090A,M1837A	General 成人/体腔	75cm/90cm				
Philips Medical	TPM30-D-10		Skin 体表	300cm		No need 不需要连接线	10	D4
	TPM30-DAG-10		General 成人/体腔					
Siemens/Drager	TSM16-D-10	MP00995(1.6m) MP00997(1.6m)	Skin 体表	160cm		No need 不需要连接线	10	D4
	TSM30-D-10	MP00996(3.0m) MP00998(3.0m)	Skin 体表	300cm				
	TSM16-DAG-10	MP00991(1.6m)	Adult General 成人/体腔	160cm 300cm				
	TSM30-DAG-10	MP00992(3.0m)	Adult General 成人/体腔	160cm 300cm				
	TSM16-DPG-10	MP00993(1.6m)	Pediatric General 儿童/体腔	160cm 300cm				
	TSM30-DPG-10	MP00994(3.0m)	Pediatric General 儿童/体腔	160cm 300cm				
Spacelabs	TSL30-D-10		Skin 体表	300cm		No need 不需要连接线	10	D5.2.5
	TSL30-DAG-10		General 成人/体腔					
YSI400	YSI30-D-10		Skin 体表	300cm		No need 不需要连接线	10	D4
	YSI30-DAG-10		General 成人/体腔					

② Disposable Temp. Probe 一次性体温传感器

Compatible with major patient monitor brands 兼容主要品牌

- Air Shield(AS)
- Drager(DG)
- Marquette(MQ)
- Mindray(MR)
- Mindray-Datascope(DT)
- Philips(HP)
- YSI400(YSI)
- Ohmeda(OH)

Features 产品特征

- Single patient use 单个病人使用
- Use in Esophagus/rectum/nasopharynx/axilla, skin, ear, bladder 可用在食道/直肠/鼻咽/腋窝, 皮肤, 耳朵, 膀胱处
- Accurate measurement 精准测量
- Quick response 快速读取数据
- Low noise signal transfer 抗干扰性强
- Fully compatible with OEM technology 完全兼容原厂技术

Specification 产品规格

Probe type 探头类型	Esophagus/rectum/nasopharynx/axilla, skin, ear, bladder 食道/直肠/鼻咽/腋窝, 皮肤, 耳朵, 膀胱
Cable length 线缆长度	0.75m/0.9m/3.0m; unless requirement applied 0.75m/0.9m/3.0m; 特殊要求除外
Resistor type 电阻类别	NTC/YSI400/2.252K@25°C
Cable Material 线材材质	PVC jacket ,white PVC外皮, 白色
Connector 接头	Golden plated pins 镀金端子



2.2 Disposable Tympanic Temp. Probe

一次性耳鼓体温传感器

Specification

产品描述

- Monitoring the tympanic membrane temperature in the ear canal, well correlates the core body temperature.
- Dual foam protection with soft memory cell foam to minimize the risk of injury to the tympanic membrane, and seal out the ambient air.
- PVC push tube makes insertion and pulling easily, and protects the lead wire from kink and break.
- Thinner lead wire is more pliable and provides accurate temperature readings.
- 用于监测耳膜温度，被认为最接近核心体温
- 双层记忆泡棉降低对耳膜的损伤，并能有效阻隔外界空气
- 使用PVC 插管能轻易插入而不使线纠结，轻松拉出而不易拉断
- 电缆线小巧柔韧，并能提供精确的体温读数



OEM Technology 原厂技术	REF# 型号	OEM REF# OEM型号	Application 应用	Probe end Connector 探头端插头	Adapter cable 连接线	Package 包装	Price 价格代码
400 series	TMQ-PE		Pediatric Tympanic Temperature probe 400系列儿童耳鼓体温传感器		See the next page of adapter cable 见下页连接线	1	B2
	TMQ-AE		Adult Tympanic Temperature probe 400系列成人耳鼓体温传感器			1	B2

2.3 Foley Catheter Temp. Probe

一次性导尿管体温传感器

Specification

产品描述

- Monitoring the bladder temperature during urinary drainage
- Commonly used to monitor core body temperature during open-heart surgery or critically ill patients
- Provides accurate temperature readings
- Silicone construction and latex-free prevent irritation and sensitive reaction.
- Water-proof design avoids liquid seepage
- 导尿的同时，进行体温监测
- 广泛用于监测心脏切开手术或一些危重病人的核心体温
- 产品读数精确
- 硅胶和无乳胶的使用避免刺激与过敏反应
- 防水设计防止液体渗入



OEM Technology 原厂技术	REF# 型号	OEM REF# OEM型号	Application 应用	Probe end Connector 探头端插头	Adapter cable 连接线	Package 包装	Price 价格代码
400 series	TMQ-CA-14FR		Adult Foley catheters Temperature Probe, 14Fr 400系列成人导尿管体温传感器，14Fr		See the next page of adapter cable 见下页连接线	1	B6
	TMQ-CA-16FR		Adult Foley catheters Temperature Probe, 16Fr 400系列成人导尿管体温传感器，16Fr			1	B6
	TMQ-CA-18FR		Adult Foley catheters Temperature Probe, 18Fr 400系列成人导尿管体温传感器，18Fr			1	B6

2.4 Disposable Esophageal Stethoscope Temp. Probe

一次性听诊体温传感器

Specification

产品描述

- Monitoring the temperature in the esophagus
- Anesthesiologist can hear the heart and lung sounds through the ear piece while monitoring the temperature.
- Acoustic balloon design to enhance sound quality
- Smooth, heat-bonded cuff to tube transition minimizes potential trauma and irritation
- Can use with esophageal stethoscope (Optionally)
- 用于食道温度监测
- 监测体温的同时，可传送心脏和肺呼吸的声音到麻醉师的耳朵
- 原声的球囊设计可提高声音质量
- 原声球囊使用圆滑的热粘合技术减少对食道的创伤与刺激
- 可选择性的与食道听诊器一起使用



OEM Technology 原厂技术	REF# 型号	OEM REF# OEM型号	Application 应用	Probe end Connector 探头端插头	Adapter cable 连接线	Package 包装	Price 价格代码
400 series	TMQ-OP-9FR		Pediatric Esophageal Stethoscope Temperature probe, 9Fr, with ear piece 400系列儿童食道体温传感器，9Fr，含食道听诊器		See the next page of adapter cable 见下页连接线	1	B3
	TMQ-OP-12FR		Adult Esophageal Stethoscope Temperature probe, 12Fr, with ear piece 400系列成人食道体温传感器，12Fr，含食道听诊器			1	B3
	TMQ-OP-18FR		Adult Esophageal Stethoscope Temperature probe, 18Fr, with ear piece 400系列成人食道体温传感器，18Fr，含食道听诊器			1	B3
	TMQ-OP-24FR		Adult Esophageal Stethoscope Temperature probe, 24Fr, with ear piece 400系列成人食道体温传感器，24Fr，含食道听诊器			1	B3

2.4a Accessories

附件

Stethoscope Ear Piece 食道听诊器


Specification

产品描述

- Use with disposable Esophageal Stethoscope Temp Probe
- Connect ear piece extension tubing to the stethoscope Luer connector for listening to heart and lung sounds.
- Acoustical design to get the good sound quality
- 与一次性听诊体温探头配套使用
- 将食道听诊器连接管连续连接到听诊体温传感器的鲁尔接头，听取病人的心脏及肺呼吸的声音
- 原声设计提高声音质量



OEM Technology 原厂技术	REF# 型号	OEM REF# OEM型号	Application 应用	Probe end Connector 探头端插头	Adapter cable 连接线	Package 包装	Price 价格代码
400 series	TSTP-EP		Stethoscope Ear Piece 食道听诊器			1	A3



2.5 Temp. Adapter Cable for disposable probe

一次性体温探头转接线

Reference Number Rule Description
产品型号说明

THP-30-AD	
T	Temperature Adapter Cable 体温转接线
HP	Factory/model (See others on the previous page) 厂家/机型 (见前页)
30	3.0m cable length 3.0米线长
AD	used with YSI 400 series disposable probe(PH: Philips disposable probe) 需与YSI 400系列一次性体温探头一起使用 (PH=飞利浦一次性体温探头)

OEM & Models 原厂品牌 / 机型	Probe end Conn 探头端接头	UNIMED REF# 尤迈型号	Probe end Conn 探头端接头	UNIMED REF# 尤迈型号	Cable length 线长(米)	Monitor end plug 机器端插头	Price code 价格代码
	For 400 Disposable 通用400系列一次性体温探头		For Philips Disposable 通用飞利浦一次性体温探头				
Artema-S&W							
		TSW-30-AD		TSW-30-PH	3.0m		C3
Biolight							
		TBLT-30-AD		TBLT-30-PH	3.0m		C3
GE Marquette							
Eagle, Tram, Solar, Mac-lab Cath lab		TMQ-30-AD 2021701-001		TMQ-30-PH	3.0m		C3
Philips Medical							
All		THP-30-AD		THP-30-PH (21082A),3.0m (21082B),1.5m	3.0m		C3

OEM & Models 原厂品牌 / 机型	Probe end Conn 探头端接头	UNIMED REF# 尤迈型号	Probe end Conn 探头端接头	UNIMED REF# 尤迈型号	Cable length 线长(米)	Monitor end plug 机器端插头	Price code 价格代码
	For 400 Disposable 通用400系列一次性体温探头		For Philips Disposable 通用飞利浦一次性体温探头				
Mindray							
T5/T8 DPM 6, DPM 7		TMR-30-AD		TMR-30-PH	3.0m		C3
Passport V, V12, V21		TDT-30-AD 040-000091-00		TDT-30-PH	3.0m		C3
Siemens							
		TSM-30-AD		TSM-30-PH	3.0m		C3
Spacelabs							
		TSL-30-AD		TSL-30-PH	3.0m		C5
YSI 400							
		TYSI-30-AD (165640),1.3m (165641),2.8m (9445-801),3.6m		TYSI-30-PH (989803162591)3.0m (989803162601)1.5m	3.0m		B8

